

段ボールを使用しない梱包

圧縮梱包 **クラパック** シリーズ

新発売

圧縮カウンタークロス


物流2024年問題

環境問題 在庫管理

コストダウンなどを解決



輸送コストの大幅削減



一般品: 1ケース6袋入り

圧縮後
圧縮率約50%



18袋入りのクラパック
3ケース分を圧縮してコンパクトに1ケースへ!



廃棄量の大幅削減

使用後の梱包材の廃棄量が大幅に削減できます。



カウンタークロス 薄手 グリーン
1枚の寸法: 30cm × 60cm
包装単位: 100枚/袋
1ケース入数: 18袋

カウンタークロス 薄手 ピンク
1枚の寸法: 30cm × 60cm
包装単位: 100枚/袋
1ケース入数: 18袋

圧縮による
品質変化は
ありません



在庫スペース有効利用

スペースを最大限
有効利用できます。

高く積み上げても、
荷傷みがありません。



画像はペーパータオルのクラパック例です。

創業1927年(昭和2年)

株式会社 グリーンペット・ジャパン

本社 〒799-1322 愛媛県西条市国安 136-1
TEL 0898-66-5070 FAX 0898-66-0235
東京 〒105-0013 東京都港区浜松町 1丁目18番 12号山手ビル5号館5F
TEL 03-5733-3301 FAX 03-5733-3302

圧縮梱包とは

本技術は真空パックの原理を応用して圧縮しています。
プレスの圧縮ではないので風合いを維持できます。

色々な商品の圧縮率

お客様からお問い合わせのあった商品の圧縮
テストのデータ表です。

●紙・不織布関係

紙タオル	圧縮率 約50~70%
ティッシュペーパー	圧縮率 約70%
クッキングペーパー	圧縮率 約30~50%
紙ナプキン	圧縮率 約50%
紙おむつ	圧縮率 約50~70%
ペットシート	圧縮率 約50%
吸水マット	圧縮率 約65%
ワイパー	圧縮率 約50~70%
カウンタークロス	圧縮率 約65%

●医療介護用品

マスク (50枚入)	圧縮率 約50%
ガーゼ・コットン	圧縮率 約55%
脱脂綿	圧縮率 約45%
ディスポエプロン	圧縮率 約45%
手袋	圧縮率 約65%
不織布キャップ	圧縮率 約55%
口腔ケアスポンジ	圧縮率 約50%
吸水パッド	圧縮率 約50%
フラットシート	圧縮率 約60%

●アパレル・繊維・その他

作業服等	圧縮率 約65%
Tシャツ	圧縮率 約75%
ジーンズ等	圧縮率 約70%
靴下	圧縮率 約50%
軍手・手袋	圧縮率 約65%
寝具	圧縮率 約50%
タオル	圧縮率 約50%
スリッパ	圧縮率 約70%
吸着マット	圧縮率 約65%
スポンジ	圧縮率 約25%
色々な緩衝材	圧縮率 最大 約10%

※数値が低いほど、大きな圧縮率の商品になります。

※簡易的なテストですので、製品化したときにこの圧縮率になるとは限りません。